

# Plataforma XNAT - Pipelines

## Instalación de los pipelines de Xnat

<https://wiki.xnat.org/documentation/xnat-administration/configuring-the-pipeline-engine/installing-pipelines-in-xnat>

### Prerrequisitos:

- XNat instalado y funcionando
  - en <http://detritus.fundacioace.com:8088/>
  - con el `XNAT_HOME` en `/nas/data/xnat/`
- Los programas Git y Mercurial para descargar código de repositorios.
- El programa `mrimicro` que proporciona la herramienta `dcm2niix` que se usa para convertir DICOM en NIFTI.

### Descarga del software

Seguimos el tutorial de arriba que sugiere una forma de instalación desde un directorio temporal, que requiere menos pasos que hacerlo, como indican en otros tutoriales, desde dentro del `XNAT_HOME` (el resultado es equivalente)

### Sistema de pipelines

```
$ cd
$ mkdir tmp
$ cd tmp
$ git clone https://github.com/NrgXnat/xnat-pipeline-engine.git
$ cd xnat-pipeline-engine
$ vim gradle.properties
```

```
xnatUrl=http://detritus.fundacioace.com:8088/xnat
siteName=XNAT
adminEmail=osotolongo@fundacioace.com
smtpServer=smtp.fundacioace.com
destination=/nas/data/xnat/pipeline
modulePaths=/nas/daniel/tmp/modules
```

**Nota:** si no se pone el servidor SMTP correcto, no funcionará la característica de muchos pipelines de enviar un mensaje de correo al usuario diciéndole que un proceso largo ha terminado.

### Pipeline que convierte DICOM a NIFTI

```
$ cd
$ cd tmp
$ mkdir modules
$ cd modules
$ hg clone
https://bitbucket.org/nrg_customizations/nrg_pipeline_dicomtonifti
```

Este pipeline usa el dcm2niix para convertir los DICOM en un NIFTI 4D. Por eso el ejecutable dcm2niix debería estar accesible y visible (o sea, en el PATH) del usuario bajo en que se ejecuta XNat. Si no es así, se debe incluir la ruta en el script de configuración:

```
$ cd nrg_pipeline_dicomtonifti/scripts/scripts
$ vim dcm2niix_setup.sh
```

```
#!/bin/bash

DCM2NIIX_HOME=/nas/software/mricron/
export PATH=$DCM2NIIX_HOME:$PATH
```

## Instalación del pipeline

Basta ejecutar desde el directorio xnat-pipeline-engine el programa gradlew (como root):

```
$ cd
$ cd tmp/xnat-pipeline-engine
$ sudo ./gradlew
```

El programa gradlew instala en \$XNAT\_HOME/pipeline los módulos/pipelines que estaban en el paquete y otros que son usados desde él, así como varias herramientas para interactuar con XNat desde scripts.

## Resultado de la instalación

En \$XNAT\_HOME/pipeline se habrán creado varios directorios, entre ellos el catalog, dentro del cual se pueden encontrar los distintos pipelines. En particular, el que interesa para este ejemplo es el dcm2niix.

```
$ ls /nas/data/xnat/pipeline/catalog/
nt-tools          DicomToNifti      FSL_tools         pipeline-tools
birn_tools        Freesurfer        images            utils
commandlineTools freesurfer_tools  mricron           validation_tools
dcm2niix          FSL               notifications     xnat_tools
```

## Comprobación de la instalación

Accediendo a XNat, en el menú Administer > Pipelines, seleccionar el enlace a “Add pipeline to

repository". En la página que se abre, se debe introducir en el campo "Enter path to pipeline descriptor xml ⇒" la ruta absoluta a la descripción XML del pipeline que queremos usar:

```
/nas/data/xnat/pipeline/catalog/dcm2niix/DicomToNifti_X.xml
```

Una vez definido el pipeline en XNat, se debe crear un proyecto y, dentro en él, seleccionar los pipelines que se quieren ejecutar sobre las secuencias que se cargarán en él.

Para ello, en el proyecto, se selecciona la pestaña "Pipelines" y se hace click sobre "Add more pipelines": se debe añadir la línea de la tabla donde ponga "DicomToNifti\_X.xml". En la ventana que se abre, se deben seleccionar las dos opciones de configuración:

```
* Launch pipeline automatically when session is archived
```

Esta opción nos recuerda que el procesamiento se lleva a cabo una vez se cargan las imágenes en el proyecto (o, si se cargan como "pre-archivo", cuando se selecciona archivar éste).

Para comprobar que la conversión se ha completado, se puede seleccionar "Actions > Download images". En la página que se carga, se verá en la columna central con los "Scan formats" un apartado "NIFTY".

## Ejemplos de pipelines

A continuación se explica cuál es la estructura de un pipeline y se dan ejemplos de modificación de un pipeline y de construcción de otro.

### Estructura de un pipeline

Un *pipeline* se define en un archivo XML dentro de un subdirectorio de `pipeline/catalog` que se crea al instalar el *pipeline engine* (dentro de `/nas/data/xnat`). En el subdirectorio se recomienda la siguiente estructura:

- descripción XML del *pipeline*
- `resources`: subdirectorio con definiciones XML para llamar a programas externos
- `scripts`: subdirectorio con los scripts o programas externos propios del *pipeline*

La descripción del *pipeline* se hace en un documento XML con la siguiente estructura:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Pipeline xmlns="http://nrg.wustl.edu/pipeline"
  xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://nrg.wustl.edu/pipeline
  ..\schema\pipeline.xsd"
  xmlns:fileUtils="http://www.xnat.org/java/org.nrg.imagingtools.utils.FileUtils">
```

```
<name>Name of the Pipeline</name>
<location>Directory</location>
<description>A brief description</description>

<resourceRequirements>...</resourceRequirements>

<!-- info about the pipeline and input parameters received from Xnat -->
<documentation>
  <authors>...</authors>
  <version>0</version>
  <input-parameters>
    <parameter>...</parameter>
    ...
  </input-parameters>
</documentation>

<!-- what sort of data the pipeline applies to -->
<xnatInfo appliesTo="xnat:mrSessionData"/>

<!-- directory where log output is written -->
<outputFileNamePrefix>...</outputFileNamePrefix>

<!-- parameter on which to iterate steps through PIPELINE_LOOPON(iter) -
->
<loop id="iter" xpath="..."/>

<!-- other parameters defined in the pipeline -->
<parameters>
  <parameter>...</parameter>
  ...
</parameters>

<!-- processing steps -->
<steps>
  <!-- first step (workdirectory and flow control options are shown as
an example) -->
  <step id="1" description="Step 1" workdirectory="..."
continueOnFailure="false" precondition="EXISTS(...)">
    <!-- command to be run (described as a resource XML) -->
    <resource name="command" location="directory" >
      <argument id="arg">
        <value>arg value</value>
      </argument>
    </resource>
  </step>
  ...
</steps>

</Pipeline>
```

## Ejemplo: modificación del pipeline dcm2nii/DicomToNifti\_X.xml

Queremos cambiar el modo en que se llama a dcm2niix desde este pipeline, de manera que se agreguen en los nombres de los archivos NII generados el nombre del paciente (%n), el número de adquisición de la serie (%s) y la descripción o tipo de serie (%d).

Para ello, primero definimos un *input-parameter* con la cadena de formato que se pasará a dcm2niix desde Xnat (que, en teoría, podríamos modificar al llamar al pipeline):

```
<input-parameters>
  ...
  <parameter>
    <name>output_nifti_filename_format</name>
    <values>
      <csv>%n_%s_%d</csv>
    </values>
    <description>Filename format</description>
  </parameter>
</input-parameters>
```

Luego, modificaremos la llamada a dcm2niix en el *step* "CONVERT" seleccionando nuestro argumento `output_filename_format` (usando la sintaxis XPath). Aprovechamos para añadir el nuevo argumento `ignore_derived`, para que en el procesamiento se ignoren las imágenes derivadas, los localizers y las imágenes 2D.

```
<step id="CONVERT" description="Convert each DICOM series into a 4d NIFTI file"
precondition="EXISTS(^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='niidir']/values/unique/text()), '/', PIPELINE_LOOPON(series))^"
continueOnFailure="true">
  <resource name="dcm2niix" location="dcm2niix/resources">
    <argument id="gzip">
      <value>y</value><!-- compress -->
    </argument>
    <argument id="ignore_derived"><!-- new argument -->
      <value>y</value>
    </argument>
    <argument id="output_filename_format">
<value>^/Pipeline/parameters/parameter[name='output_nifti_filename_format']/values/unique/text()^</value><!-- selection from parameters -->
    </argument>
    <argument id="output">
<value>^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='niidir']/values/unique/text()), '/', PIPELINE_LOOPON(series))^</value>
    </argument>
    <argument id="input">
<value>^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='rawdir']/values/unique/text()), '/', PIPELINE_LOOPON(series))^</value>
    </argument>
  </resource>
```

```
</step>
```

Lo que sucede es que el *resource* `dcm2niix/resources/dcm2niix.xml` no contempla el argumento `ignore_derived`, así que tenemos que añadirselo:

```
<argument id="ignore_derived">  
  <name>i</name>  
  <description>ignore derived [y|n]</description>  
</argument>
```

El código del nuevo `DicomToNifti_Y.xml` queda así

`DicomToNifti_Y.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<Pipeline xmlns="http://nrg.wustl.edu/pipeline"  
  xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xsi:schemaLocation="http://nrg.wustl.edu/pipeline  
    ..\schema\pipeline.xsd"  
  xmlns:fileUtils="http://www.xnat.org/java/org.nrg.imagingtools.utils.FileUtils">  
  
  <name>DicomToNifti_Y</name>  
  
  <location>dcm2niix</location>  
  
  <description>Pipeline creates NIFTI files from DICOM files using  
  dcm2niix (modified).</description>  
  
  <documentation>  
    <authors>  
      <author>  
        <lastname>Flavin</lastname>  
        <firstname>John</firstname>  
        <contact>  
          <email>flavinj@mir.wustl.edu</email>  
        </contact>  
      </author>  
    </authors>  
    <version>20180811</version>  
    <input-parameters>  
      <parameter>  
        <name>scanids</name>  
        <values>  
          <schemalink>xnat:imageSessionData/scans/scan/ID</schemalink>  
          </values>  
          <description>Scan ids of all the scans of the  
session</description>
```

```

        </parameter>
    <parameter>
        <name>output_nifti_filename_format</name>
        <values>
            <csv>%n_%s_%d</csv>
        </values>
        <description>Filename format</description>
    </parameter>
</input-parameters>
</documentation>

<outputFileNamePrefix>^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='logdir']/values/unique/text(), '/', /Pipeline/parameters/parameter[name='label']/values/unique/text())^</outputFileNamePrefix>

<loop id="series"
xpath="/Pipeline/parameters/parameter[name='scanids']/values/list^"/>

<parameters>
    <parameter>
        <name>workdir</name>
        <values>
<unique>^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='builddir']/values/unique/text(), '/', /Pipeline/parameters/parameter[name='label']/values/unique/text())^</unique>
        </values>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>logdir</name>
        <values>
<unique>^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='workdir']/values/unique/text(), '/LOGS')^</unique>
        </values>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>rawdir</name>
        <values>
<unique>^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='workdir']/values/unique/text(), '/RAW')^</unique>
        </values>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>niidir</name>
        <values>
<unique>^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='workdir']/values/unique/text(), '/NIFTI')^</unique>
        </values>
    </parameter>
</parameters>

<steps>

```

```
<step id="MKDIR_RAW" description="Create RAW folder">
  <resource name="mkdir" location="commandlineTools">
    <argument id="dirname">
<value>~/Pipeline/parameters/parameter[name='rawdirt']/values/unique/text()^</value>
    </argument>
  </resource>
</step>

<step id="MKDIR_NII" description="Create NIFTI folder">
  <resource name="mkdir" location="commandlineTools">
    <argument id="dirname">
<value>~/Pipeline/parameters/parameter[name='niidir']/values/unique/text()^</value>
    </argument>
  </resource>
</step>

<step id="MKDIR_RAW_SCAN" description="Create folder for each
series in RAW subfolder"
workdirectory="~/Pipeline/parameters/parameter[name='rawdirt']/values/unique/text()^">
  <resource name="mkdir" location="commandlineTools">
    <argument id="dirname">
      <value>^PIPELINE_LOOPON(series)^</value>
    </argument>
  </resource>
</step>

<step id="GET_SCANS" description="Download scan DICOMs"
workdirectory="^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='rawdirt']/values/unique/text(), '/', PIPELINE_LOOPON(series))^">
  <resource name="XnatDataClient" location="xnat_tools">
    <argument id="sessionId">
      <value>^fileUtils:getJSESSION('DUMMY')^</value>
    </argument>
    <argument id="absolutePath"/>
    <argument id="batch"/>
    <argument id="method">
      <value>GET</value>
    </argument>
    <argument id="remote">
<value>^concat('"/Pipeline/parameters/parameter[name='host']/values/unique/text(), '/data/experiments/', /Pipeline/parameters/parameter[name='id']/values/unique/text(), '/scans/', PIPELINE_LOOPON(series), '/resources/DICOM/files")^</value>
    </argument>
  </resource>
</step>
<step id="REMPTYDIRS" description="Removes empty dirs"
```



```

precondition="EXISTS(^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='rawd
r']/values/unique/text(),'/',PIPELINE_LOOPON(series))^)"
continueOnFailure="true">
  <!-- rmdir ../$SERIES -->
  <resource name="rmdir" location="commandlineTools" >
    <!-- resource not in standard xnat pipelines catalog -->
    <argument id="dir">
<value>^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='rawd
r']/values/unique/text(),'/',PIPELINE_LOOPON(series))^</value>
    </argument>
  </resource>
</step>

  <step id="MKDIR_NII_SCAN" description="Create folder for each
series in NIFTI subfolder"
precondition="EXISTS(^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='rawd
r']/values/unique/text(),'/',PIPELINE_LOOPON(series))^)"
workdirectory="~/Pipeline/parameters/parameter[name='niidir']/values/un
ique/text()^">
  <resource name="mkdir" location="commandlineTools">
    <argument id="dirname">
      <value>^PIPELINE_LOOPON(series)^</value>
    </argument>
  </resource>
</step>
  <step id="CONVERT" description="Convert each DICOM series into a 4d
NIFTI file"
precondition="EXISTS(^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='niidi
r']/values/unique/text(),'/',PIPELINE_LOOPON(series))^)"
continueOnFailure="true">
  <resource name="dcm2niix" location="dcm2niix/resources">
    <argument id="gzip">
      <value>y</value>
    </argument>
    <argument id="ignore_derived"><!-- new argument -->
      <value>y</value>
    </argument>
    <argument id="output_filename_format">
<value>~/Pipeline/parameters/parameter[name='output_nifti_filename_form
at']/values/unique/text()^</value>
    </argument>
    <argument id="output">
<value>^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='niidir']/values/uni
que/text(),'/',PIPELINE_LOOPON(series))^</value>
    </argument>
    <argument id="input">
<value>^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='rawd
r']/values/unique/text(),'/',PIPELINE_LOOPON(series))^</value>
    </argument>
  </resource>
</step>

```

```

    <step id="UPLOAD" description="Upload NIFTI files"
precondition="EXISTS(^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='niidir']/values/unique/text(), '/', PIPELINE_LOOPON(series))^)"
continueOnFailure="true">
    <resource name="XnatDataClient" location="xnat_tools">
        <argument id="sessionId">
            <value>^fileUtils:getJSESSION('DUMMY')^</value>
        </argument>
        <argument id="method">
            <value>PUT</value>
        </argument>
        <argument id="remote">
<value>^concat('"/Pipeline/parameters/parameter[name='host']/values/unique/text(), '/data/experiments/', /Pipeline/parameters/parameter[name='id']/values/unique/text(), '/scans/', PIPELINE_LOOPON(series), '/resources/NIFTI/files?overwrite=true&format=NIFTI&content=NIFTI_RAW&reference=', /Pipeline/parameters/parameter[name='niidir']/values/unique/text(), '/', PIPELINE_LOOPON(series), '&event_id=', /Pipeline/parameters/parameter[name='workflowid']/values/unique/text(), '')^</value>
        </argument>
    </resource>
</step>
</steps>

</Pipeline>

```

El código de dcm2niix.xml queda así

dcm2niix.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Resource xmlns="http://nrg.wustl.edu/pipeline">
    <name>dcm2niix</name>
    <commandPrefix>source
/nas/data/xnat/pipeline/scripts/dcm2niix_setup.sh;</commandPrefix>
    <type>Executable</type>
    <description>Generates NIFTI files from DICOM</description>
    <input>
        <argument id="gzip">
            <name>z</name>
            <description>gzip [y|n]</description>
        </argument>
        <argument id="ignore_derived">
            <name>i</name>
            <description>ignore derived [y|n]</description>
        </argument>
        <argument id="output_filename_format">
            <name>f</name>

```

```

        <description>Output filename format string. (%c=comments
%f=folder name %i ID of patient %m=manufacturer %n=name of patient
%p=protocol %s=series, %t=time; default 'N')</description>
    </argument>
    <argument id="output">
        <name>o</name>
        <description>Output Folder</description>
    </argument>
    <argument id="input"/>
</input>
</Resource>

```

## Ejemplo: resource nuevo para llamar al programa tar

En algunos pipelines puede interesar comprimir varios ficheros resultantes en un archivo tar.gz, usando el muy común programa tar de UNIX. Los *pipelines* de ejemplo no incluyen este programa como uno de los *resources* en commandlineTools, pero es muy fácil de escribirlo con las opciones básicas para comprimir archivos como

```
$ tar -z -cf archivo.tar.gz fichero1.ext fichero2.ext ...
```

El código de tar.xml sería así

tar.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Resource xmlns="http://nrg.wustl.edu/pipeline">
    <name>tar</name>
    <type>Executable</type>
    <description>TAR a dir/file</description>
    <estimated_time>00:00:01</estimated_time>
    <input>
        <argument id="compress">
            <name>z</name>
            <description>apply gzip</description>
        </argument>
        <argument id="archive">
            <name>cf</name>
            <description>Archive name</description>
        </argument>
        <argument id="files">
            <description>Dir/files to tar</description>
        </argument>
    </input>
</Resource>

```

## Ejemplo: pipeline nuevo para limpieza de las series en una sesión DICOM

Partiendo de un *pipeline* de ejemplo, creamos el pipeline `CleanMRSession.xml` que lleva a cabo la selección de los scans de una serie DICOM de forma análoga a la descrita en la página [Usar la API de XNAT](#).

Este *pipeline* consta de los siguientes archivos:

- `CleanMRSession.xml`: la descripción de los pasos de procesamiento
- `resources/cleanMRSession.xml`: el *resource* que describe cómo se llama al script Bash siguiente
- `scripts/cleanMRSession.sh`: el script Bash

El código de `CleanMRSession.xml` es así

### CleanMRSession.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Pipeline xmlns="http://nrg.wustl.edu/pipeline"
xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://nrg.wustl.edu/pipeline
..\schema\pipeline.xsd"
xmlns:fileUtils="http://www.xnat.org/java/org.nrg.imagingtools.utils.FileUtils">
  <name>RunCommand</name>
  <location>CleanMRSession</location>
  <description>Leave only valid series in a session</description>

<!-- Standard input parameters -->
  <documentation>
    <authors>
      <author>
        <lastname>Rodriguez-Perez</lastname>
        <firstname>Daniel</firstname>
      </author>
    </authors>
    <version>0</version>
    <input-parameters>
      <parameter>
        <name>scanIDs</name>
        <values><schemalink>xnat:mrSessionData/scans/scan/ID</schemalink></values>
        <description>The scan ids of all the scans of the session</description>
      </parameter>
      <parameter>
        <name>sessionID</name>
        <values><schemalink>xnat:mrSessionData/ID</schemalink></values>
```

```

        <description>Xnat session ID</description>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>sessionName</name>
    <values><schemalink>xnat:mrSessionData/label</schemalink></values>
        <description>Xnat session label</description>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>projectID</name>
    <values><schemalink>xnat:mrSessionData/project</schemalink></values>
        <description>Project</description>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>subjectID</name>
    <values><schemalink>xnat:mrSessionData/subject_ID</schemalink></values>
        <description>Subject ID</description>
    </parameter>
</input-parameters>
</documentation>

<xnatInfo appliesTo="xnat:mrSessionData"/>

<outputFileNamePrefix>^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='work
dir']/values/unique/text(),'/LOG')^</outputFileNamePrefix>

<!-- Pipeline loop -->
    <loop id="series"
    xpath="^/Pipeline/parameters/parameter[name='scanIDs']/values/list^"/>

<!-- Other computed parameters -->
    <parameters>
        <parameter>
            <name>workdir</name>
            <values>
<unique>^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='builddir']/values/
unique/text(),'/',/Pipeline/parameters/parameter[name='sessionName']/va
lues/unique/text())^</unique>
            </values>
        </parameter>
    </parameters>

    <steps>
<!-- Download session series -->
        <step id="MKDIRS" description="Make DICOM folders"
workdirectory="^/Pipeline/parameters/parameter[name='workdir']/values/u
nique/text()^">
            <!-- mkdir -p $WORKDIR/RAW/series -->
            <resource name="mkdir" location="commandlineTools" >
                <argument id="p"/>
                <argument id="dirname">
<value>^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='workdir']/values/un

```

```
ique/text(), '/RAW/', PIPELINE_LOOPON(series))^</value>
    </argument>
  </resource>
</step>
<step id="DOWNLOAD" description="Download scan DICOMs"
workdirectory="^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='workdir']/v
alues/unique/text(), '/RAW/', PIPELINE_LOOPON(series))^">
  <!-- XnatDataClient -username $USER -password $PASSWORD -
useAbsolutePath -batch -method GET
"$HOST/data/experiments/$SESSIONID/scans/$SERIES/resources/DICOM/files"
-->
    <resource name="XnatDataClient" location="xnat_tools">
      <argument id="user">
<value>^/Pipeline/parameters/parameter[name='user']/values/unique/text(
)^</value>
      </argument>
      <argument id="password">
<value>^/Pipeline/parameters/parameter[name='pwd']/values/unique/text()
^</value>
      </argument>
      <argument id="absolutePath"/>
      <argument id="batch"/>
      <argument id="method">
        <value>GET</value>
      </argument>
      <argument id="remote">
<value>^concat('"/Pipeline/parameters/parameter[name='host']/values/u
nique/text(), '/data/experiments/', /Pipeline/parameters/parameter[name='
sessionID']/values/unique/text(), '/scans/', PIPELINE_LOOPON(series), '/re
sources/DICOM/files")^</value>
      </argument>
    </resource>
  </step>
<!-- Check and delete unfit series -->
  <step id="CLEAN" description="Run clean script"
workdirectory="^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='workdir']/v
alues/unique/text(), '/RAW')^" continueOnFailure="true" >
    <resource name="cleanMRSession"
location="CleanMRSession/resources">
      <!--- cleanMRSession RAW/$series -->
      <argument id="user">
<value>^/Pipeline/parameters/parameter[name='user']/values/unique/text(
)^</value>
      </argument>
      <argument id="password">
<value>^/Pipeline/parameters/parameter[name='pwd']/values/unique/text()
^</value>
      </argument>
      <argument id="URL">
<value>^concat('"/Pipeline/parameters/parameter[name='host']/values/u
```

```

nique/text(),'/data/experiments/',/Pipeline/parameters/parameter[name='
sessionID']/values/unique/text(),'/scans/'')^</value>
    </argument>
    <argument id="series">
        <value>^PIPELINE_LOOPON(series)^</value>
    </argument>
</resource>
</step>
<!-- Delete all files -->
    <step id="RMDIRS" description="Remove all DICOMs"
workdirectory="/^/Pipeline/parameters/parameter[name='workdir']/values/un
nique/text()^">
    <!-- rm -rf $WORKDIR/RAW/series $WORKDIR/CLS/series -->
    <resource name="rm" location="commandlineTools" >
        <argument id="r"/>
        <argument id="f"/>
        <argument id="file">
<value>^concat(/Pipeline/parameters/parameter[name='workdir']/values/un
ique/text(),'/noRAW')^</value>
        </argument>
    </resource>
</step>
<!-- The end -->
</steps>
</Pipeline>

```

El código de cleanMRSession.xml (descripción de cleanMRSession.sh) es así

cleanMRSession.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- -->
<Resource xmlns="http://nrg.wustl.edu/pipeline">
    <name>cleanMRSession.sh</name>
    <location>CleanMRSession/scripts</location>
    <commandPrefix>bash</commandPrefix>
    <type>Executable</type>
    <description>Moves admissible series from one folder to
another</description>
    <estimated_time>00:01:00</estimated_time>
    <input>
        <argument id="user">
            <name>u</name>
            <description>User</description>
        </argument>
        <argument id="password">
            <name>p</name>
            <description>Password</description>

```

```
</argument>
<argument id="URL">
  <name>U</name>
  <description>URL</description>
</argument>
<argument id="series">
  <description>Series</description>
</argument>
</input>
</Resource>
```

El código de cleanMRSession.sh (script que realiza el borrado) es así

cleanMRSession.sh

```
#!/bin/bash

#NOTA: requires dicom3tools' dcmkey

ARGS=( "$@" )

#parse arguments
USER=""
PASSWORD=""
URL=""
SERIES=""
for ((n=0; n<${#ARGS[@]}; n++)) ; do
  case "${ARGS[$n]}" in
    -u)
      let n=n+1
      USER="${ARGS[$n]}"
      ;;
    -p)
      let n=n+1
      PASSWORD="${ARGS[$n]}"
      ;;
    -U)
      let n=n+1
      URL="${ARGS[$n]}"
      ;;
    -*) echo "Skipping option ${ARGS[$n]}" >&2
      ;;
    *)
      SERIES="${ARGS[$n]}"
      ;;
  esac
done
```



```
echo "USER=$USER"
echo "PASSWORD=$PASSWORD"
echo "URL=$URL"
echo "SERIES=$SERIES"

#temporaries
TMP_PRO=$(mktemp)

#Tipos de estudios
cat > $TMP_PRO <<.EOF
ep2d_bold_p2_resting_state
ep2d_fid_basic_bold_p2_AP
ep2d_fid_basic_bold_p2_PA
asl_3d_tra_iso_3.0_highres
DTIep2d_diff_mddw_48dir_p3_AP
DTIep2d_diff_mddw_4b0_PA
t1_mprage_sag_p2_iso
t2_space_dark-fluid_sag_p2_iso
.EOF

#Archivos de la misma serie ($4 único), con fechas y descripciones,
filtrados por tipo de estudio
DCM="$(ls "$SERIES" | head -n 1)"
dckey -k "AcquisitionDate" "$SERIES/$DCM" 2>&1 | grep -v Error &&\
dckey -k "SeriesDescription" "$SERIES/$DCM" 2>&1 | grep -v Error | grep
-v -f $TMP_PRO &&\
$HOME/pipeline/xnat-tools/XnatDataClient -u $USER -p $PASSWORD -r
"$URL/$SERIES" -m DELETE

#Dejar todo limpio
rm -f $TMP_PRO
```

From:

<https://cortafuegos.fundacioace.com/wiki/> - Detritus Wiki

Permanent link:

[https://cortafuegos.fundacioace.com/wiki/doku.php?id=neuroimagen:xnat\\_pipelines](https://cortafuegos.fundacioace.com/wiki/doku.php?id=neuroimagen:xnat_pipelines)

Last update: **2020/08/04 10:58**

